

Électrode pH et rédox combinée

Pour les mesures dans la viande

FC400B

Référence	FC400B
Description	Électrode pH combinée
Référence	Double, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Ouverte
Électrolyte	Gel viscolène
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	0 à 12 pH 0 à 50 °C
Embout	Conique (6 x 10 mm)
Capteur de température	Non
Amplificateur	Non
Matériau du corps	PVDF
Câble	Coaxial; 1 m
Connecteur	BNC
Usage recommandé	Viande
Température d'utilisation recommandé	-5 à 30 °C et 20 à 40 °C

