

Testeur de pH Foodcare

Pour la bière

HI981031



HI981031 est un testeur de pH spécialement conçu pour la mesure du pH pendant le processus de brassage. Il est livré avec une électrode pH spécifique avec un corps en alliage titane d'une excellente résistance mécanique, un verre sensible spécial hautes températures et une jonction tissu renouvelable.

Les points forts

- › Corps quasi incassable en alliage titane
- › Bulbe en verre à embout plat permettant un nettoyage facile de la surface sensible, très exposée aux solides dissous dans les moûts
- › Jonction tissu renouvelable permettant d'éliminer la fibre colmatée et de rafraîchir le système de jonction
- › Étalonnage en un ou deux points avec reconnaissance automatique des tampons utilisés, simple et rapide à réaliser
- › Indicateurs de stabilité et du taux de charge de la pile pour une lecture sûre
- › Auto-extinction après 8 ou 60 minutes de non-utilisation
- › Autodiagnostic de la sonde : pendant l'étalonnage, le testeur affiche un message d'erreur (Err) si l'électrode a besoin d'un nettoyage.
- › Livré avec un kit de démarrage, avec solutions d'étalonnage, solution de nettoyage et de conservation pour électrodes



Spécifications

HI981031

Gamme	0,0 à 14,0 pH
Résolution	0,1 pH
Exactitude (à 25°C)	±0,2 pH
Étalonnage	Automatique, en 1 ou 2 points
Électrode	Électrode pH, corps en titane, embout plat avec jonction tissu renouvelable
Alimentation	1 pile CR2032 lithium ion
Durée de vie de la pile	Environ 1000 heures d'utilisation continue
Auto-extinction	Après 8 minutes, 60 minutes ou désactivée
Dimensions / Poids	50 x 165 x 21 mm / 44 g



Présentation

HI981031, avec électrode pH spéciale bière, est livré avec 2 sachets de solution tampon **HI70004** pH 4,01, 2 sachets de solution tampon **HI70007** pH 7,01, 2 sachets de solution de nettoyage et désinfection **HI700682** pour dépôts de bière, solution de conservation **HI9072** (13 mL) et une pile CR2032.

Accessoires

- HI70004P** Solution tampon pH 4,01, 25 x 20 mL
- HI70007P** Solution tampon pH 7,01, 25 x 20 mL
- HI70010P** Solution tampon pH 10,01, 25 x 20 mL
- HI700601P** Solution de nettoyage pour électrodes, usage général, 25 x 20 mL
- HI700682P** Solution de nettoyage pour électrodes, dépôts de bière, 25 x 20 mL
- HI9072** Solution de conservation, 13 mL