

Électrode pH combinée de laboratoire

Pour plaques de micro-titrage

HI1083B • HI1083P



Référence

HI1083 []

Description	Électrode pH combinée avec embout micro pour petits volumes	
Référence	Simple, Ag/AgCl	
Jonction / Débit	Ouverte	
Électrolyte	Viscolène	
Pression maxi	0,1 bar	
Gamme	0 à 13 pH 0 à 50 °C	
Embout	Sphérique (Ø 3 mm)	
Capteur de température	Non	
Amplificateur	Non	
Matériau du corps	Verre	
Câble	Coaxial; 1 m	
Connecteur	HI1083B HI1083P	BNC BNC + PIN*
Usage recommandé	Plaques de micro-titrage	
Température d'utilisation recommandée	20 à 40 °C	

* Pour les pH-mètres HI2221 et HI2223

