

Électrode pH pour HI98190

Pour usage général et en laboratoire

HI11313

Référence	HI11313
Description	Électrode pH combinée
Référence	Double, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Céramique, simple / 15-20 µL/h
Électrolyte	3,5 M KCl
Gamme	0 à 13 pH
Pression max.	0,1 bar
Embout	Sphérique (Ø 9 mm)
Capteur de température	Oui
Entrée différentielle	Non
Amplificateur	Oui
Matériau du corps	Verre
Câble	5 brins ; 1 m
Connecteur	DIN Quick Connect
Usage recommandé	Usage général et en laboratoire
Température d'utilisation recommandée	0 à 100 °C

