

Électrode pH combinée de laboratoire

Pour usage général en laboratoire

HI1131B • HI1131P



Référence

HI1131 []

Description	Électrode pH combinée à remplissage	
Référence	Double, Ag/AgCl	
Jonction / Débit	Céramique, simple / 15-20 µL/h	
Électrolyte	KCl 3,5 M	
Pression maxi	0,1 bar	
Gamme	0 à 13 pH 0 à 100	
Embout	Sphérique (Ø 9 mm)	
Capteur de température	Non	
Amplificateur	Non	
Matériau du corps	Verre	
Câble	Coaxial; 1 m	
Connecteur	HI1131B HI1131P	BNC BNC + PIN*
Usage recommandé	Usage général en laboratoire, temps de réponse rapide	
Température d'utilisation recommandé	20 à 40 °C	

* Pour les pH-mètres HI2221 et HI2223

