


Électrodes pH de rechange pour systèmes de régulation

Avec connecteur BNC

HI1286DG • HI1286 DBG



Connexion BNC



Connexion filaire

Référence	HI 1286DBG	HI 1286DG
Description	Électrode pH	Électrode pH
Référence	Double, Ag/AgCl	Double, Ag/AgCl
Jonction	Céramique	Céramique
Électrolyte	Polymère	Polymère
Pression max	6 bars	6 bars
Gamme	0 à 13 pH	0 à 13 pH
Amplificateur	Non	Non
Matériau du corps	Verre	Verre
Filetage	-	-
Connecteur	BNC	Filaire
Câble	Coaxial ; 2 m	Coaxial ; 2 m

