

## Photomètres portatifs étanches haute précision Pour un usage mixte laboratoire & terrain

Garantie  
2 ANS



✓ Instruments neufs  
✓ Réactifs pérennes

Instruments compacts pour la mesure simple et rapide de concentrations d'éléments chimiques de l'eau en toute mobilité.  
Livrés avec 2 cuvettes de mesure et la pile.

Les réactifs - indispensables pour les analyses - sont à commander séparément.

- Système optique à lampe tungstène et filtre à bande passante étroite pour une haute précision
- Fonction CAL CHECK permettant de vérifier l'exactitude de mesure et d'étalonner l'instrument avec des solutions étalons certifiées (en option - nous consulter)
- Très simples d'utilisation
- Fonction BPL

Référence	Paramètre	Gamme	Exactitude	Réactifs pour 100 tests (en option)
HI 96733	Ammoniaque (NH <sub>3</sub> -N), gamme large	1,0 à 50,0 mg/L	±0,5 mg/L ±5 % de la lecture	HI 93733-01
HI 96746	Fer, gamme étroite	0,02 à 1,60 mg/L	±0,01 mg/L ±8 % de la lecture	HI 93746-01 (50 tests)
HI 96770	Silice (SiO <sub>2</sub> ), gamme large	2 à 200 mg/L	±1 mg/L ±5 % de la lecture	HI 96770-01
HI 96751	Sulfates	2 à 150 mg/L	±1 mg/L ±5 % de la lecture	HI 93751-01
HI 96725	Acide cyanurique	2 à 80 mg/L	±1 mg/L ±15 % de la lecture	HI 93722-01
	Chlore libre	0,06 à 5,00 mg/L	±0,03 mg/L ±3 % de la lecture	HI 93701-01
	Chlore total	0,06 à 5,00 mg/L	±0,03 mg/L ±3 % de la lecture	HI 93711-01
	pH	6,5 à 8,5	±0,1 pH	HI 93710-01
HI 96785	Couleur du miel	4 à 150 mm Pfund	±2 mm Pfund à la valeur 80 mm Pfund	HI 93703-56 (75 tests)

### Vos économies en un clin d'oeil !

Nos prix s'entendent nets, non cumulables avec autres remises et offres. Frais de port en sus (franco > 500 € HT).  
Offre valable dans la limite du stock disponible

Code	Description	Prix tarif HT unitaire	Prix promo NET HT unitaire	Stock
HI 96733	Photomètre portatif haute précision pour ammoniaque, gamme large jusqu'à 50,0 mg/L, avec fonction Cal Check, livré avec 2 cuvettes de mesure et pile	292,00 €	175,20 €	1
HI 93733-01	Réactifs pour photomètres, ammoniaque gamme large (100 tests)	74,00 €		
HI 96746	Photomètre portatif haute précision pour fer, gamme étroite jusqu'à 1,60 mg/L, avec fonction Cal Check, livré avec 2 cuvettes de mesure et pile	292,00 €	175,20 €	1
HI 93746-01	Réactifs pour photomètres, fer gamme étroite (50 tests)	52,00 €		
HI 96751	Photomètre portatif haute précision pour sulfates, gamme jusqu'à 150 mg/L, avec fonction Cal Check, livré avec 2 cuvettes de mesure et pile	292,00 €	175,20 €	2
HI 93751-01	Réactifs pour photomètres, sulfates (100 tests)	43,00 €		
HI 96770	Photomètre portatif haute précision pour silice, gamme large jusqu'à 200 mg/L avec fonction Cal Check, livré avec 2 cuvettes de mesure et pile	292,00 €	175,20 €	2
HI 96770-01	Réactifs pour photomètres, silice gamme large (100 tests)	157,00 €		
HI 96785	Photomètre portatif haute précision pour la qualité du miel, avec fonction Cal Check, livré avec 5 cuvettes de mesure, glycérine (30 mL) et pile	356,00 €	213,60 €	1
HI 93703-56	Kit réactifs pour photomètre miel (82 cellules de mesure, 30 mL de glycérine et 2 seringues graduées 5 mL) (environ 75 tests)	99,00 €		
HI 96725	Photomètre multiparamètre acide cyanurique, chlore et pH	331,00 €	198,60 €	1
HI 93701-01	Réactifs pour photomètres, chlore libre gamme étroite (100 tests)	25,00 €		
HI 93711-01	Réactifs pour photomètres, chlore total gamme étroite (100 tests)	25,00 €		
HI 93710-01	Réactifs pour photomètres, pH (100 tests)	22,00 €		
HI 93722-01	Réactifs pour photomètres, acide cyanurique (100 tests)	42,00 €		

Prix sans engagement et sous réserve d'erreur typographique

...Envoyez votre commande encore aujourd'hui à  
[info@hannainstruments.fr](mailto:info@hannainstruments.fr)

# Déstockage