

# Électrode pH spécifique

Pour mesures du pH de la peau

HI1413B/50 • HI1413S/50

Référence	HI1413B/50	HI1413S/50
Description	Électrode pH combinée	
Référence	Simple, Ag/AgCl	
Jonction / Débit	Ouvverte	
Électrolyte	Viscolène	
Pression maxi	0,1 bar	
Gamme	0 à 12 pH -5 à 50 °C	
Embout	Plat	
Capteur de température	Non	
Amplificateur	Non	
Matériau du corps	Verre	
Câble	Coaxial; 1 m	
Connecteur	HI1413B/50 HI1413S/50	BNC Tête à vis
Usage recommandé	Peau, cuir chevelu	
Température d'utilisation recommandée	20 à 40 °C	

