

# Électrode pH spécifique

Pour **HI99181**

**HI1414D/50**

Référence	HI1414D/50
Description	Électrode pH combinée
Référence	Simple, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Ouverte
Électrolyte	Viscolène
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	0 à 12 pH -5 à 50 °C
Embout	Plat
Capteur de température	Oui
Amplificateur	Oui
Matériau du corps	Verre
Câble	7 brins ; 1 m
Connecteur	DIN 7 broches
Usage recommandé	Peau, cuir chevelu
Température d'utilisation recommandée	20 à 40 °C

