

Agitateur magnétique

Avec fonction auto-reverse et tachymètre LCD

HI 304N

Speedsafe™

Cet agitateur combine 2 fonctions indispensables à la réalisation d'expériences précises en laboratoire. Il est muni d'un tachymètre indiquant en permanence la vitesse d'agitation et d'un système d'agitation à double sens pour optimiser l'homogénéité des échantillons.

Les points forts

- › Capacité d'agitation jusqu'à 2,5 L
- › Compact et robuste
- › Variateur de vitesse permettant d'ajuster l'allure d'agitation
- › Tachymètre LCD permettant de contrôler la vitesse et optimiser la reproductibilité des expériences
- › Double sens d'agitation (Auto Reverse) programmable de 30 secondes à 3 minutes
- › Système de sécurité Speedsafe protégeant le moteur d'une accélération intempestive
- › Plateau en acier inoxydable AISI 316 adapté aux réactions chimiques exothermiques

Présentation

HI 304N-2 est livré avec un barreau magnétique.

Accessoires

HI 731320 Barreaux magnétiques, 50 mm (10 pcs)



Spécifications

HI 304N-2

Volume d'agitation max	2,5 litres
Vitesse min	100 tr/min
Vitesse max	800 à 1000 tr/min
Tachymètre	Afficheur LCD 4 chiffres
Catégorie d'installation	Classe II
Alimentation	220/240 V
Matériau plateau	Acier inoxydable AISI 316
Dimension / Poids	180 x 180 x 70 mm / 1,4 kg