

Agitateur magnétique

Pour gros volumes jusqu'à 5 litres

HI 310N

Speedsafe™

HI 310N est parfait pour les applications de routine en laboratoire.

Conçus pour grands volumes, **HI 310N** peut agiter jusqu'à 5 litres.

Les points forts

- › Compacts, robustes et peu encombrants
- › Variateur de vitesse permettant d'ajuster l'allure d'agitation
- › Régulation de vitesse maintenant la vitesse choisie en cas de modification de charge
- › Système de sécurité Speedsafe protégeant le moteur d'une accélération intempestive
- › Plateaux en acier inoxydable AISI 316 adaptés aux réactions chimiques exothermiques

Présentation

HI 300N-2 et **HI 310N-2** sont livrés avec un barreau magnétique.

Accessoires

HI 731320 Barreaux magnétiques, 50 mm (10 pcs)



Spécifications

HI 310N-2

Volume d'agitation max	5 litres
Vitesse min	100 tr/min
Vitesse max	800 à 1000 tr/min
Catégorie d'installation	Classe II
Alimentation	220/240 V
Matériau plateau	Acier inoxydable AISI 316
Dimension / Poids	180 x 180 x 70 mm / 1,4 kg