

Électrode rédox combinée de laboratoire

Pour usage général en laboratoire, titrages rédox

HI3131B • HI3131P

Référence	HI3131 []
Description	Électrode rédox combinée platine, à remplissage
Référence	Simple, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Céramique, simple / 15-20 µL/h
Électrolyte	KCl 3,5 M + AgCl
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	Rédox -5 à 100 °C
Embout	Tige en platine
Capteur de température	Non
Amplificateur	Non
Matériau du corps	Verre
Câble	Coaxial; 1 m
Connecteur	HI3131B BNC HI3131P BNC + PIN
Usage recommandé	Usage général en laboratoire, titrages rédox
Température d'utilisation recommandé	20 à 40 °C

