

Électrode rédox combinée

Pour les mesures dans les vins et les moûts

HI3148B

Référence	HI3148B
Description	Électrode rédox combinée à remplissage
Référence	Double, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Ouverte, avec joint PTFE
Électrolyte	KCl 3,5 M
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	±2000 mV
Embout	Sphérique (Ø 8,5 mm)
Capteur de température	Non
Amplificateur	Non
Matériau du corps	Verre
Câble	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC
Usage recommandé	Vin, moût
Température d'utilisation recommandée	20 à 40 °C

