

# Trousse d'analyse monoparamètre

Hypochlorite

**HI 3843**

## Hypochlorite

L'hypochlorite de sodium est employé comme produit blanchissant pour papier et tissus ou comme désinfectant pour l'eau potable et les piscines. La solution utilisée contient normalement 10-15% de chlore disponible (100-150 g/L), mais disparaît rapidement et est sensible à la chaleur, à la lumière, au pH et à la présence de métaux lourds.



**HI 3843**

Paramètre	Référence	Méthode	Gamme*	Sensibilité	Méthode chimique	Nombre de tests	Poids
Hypochlorite (Cl <sub>2</sub> )	<b>HI 3843</b>	Titration	50-150 g/L	5 g/L (0,5%)	Iodométrique	Environ 100	485 g

\* 1 mg/L = 1 ppm