

# Électrodes d'ions spécifiques

Bromures

HI 4002 • HI 4102

Paramètre	Bromures	
	HI 4002	HI 4102
Référence		
Type	Solide ; Simple	Solide ; Combinée
Gamme de mesure	1 M à $1 \times 10^{-6}$ M 79910 à 0,08 mg/L	1 M à $1 \times 10^{-6}$ M 79910 à 0,08 mg/L
Zone pH optimale	2 à 12,5 pH	2 à 12,5 pH
Gamme température	0 à 80 °C	0 à 80 °C
Pente approximative	-56	-56
Matériau du corps	Époxy	PEI
Câble	Coaxial ; 1 m	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC	BNC
Applications	Concentration d'ions bromures libres dans les émulsions, boissons, plantes, sols et comme indicateur pour le titrage	

