

Électrodes d'ions spécifiques

Cadmium

HI 4003 • HI 4103

Paramètre	Cadmium	
	HI 4003	HI 4103
Type	Solide ; Simple	Solide ; Combinée
Gamme de mesure	1 M à 1×10^{-7} M 11200 à 0,01 mg/L	1 M à 1×10^{-7} M 11200 à 0,01 mg/L
Zone pH optimale	2 à 12,5 pH	2 à 12,5 pH
Gamme température	0 à 80 °C	0 à 80 °C
Pente approximative	+28	+28
Matériau du corps	Époxy	PEI
Câble	Coaxial ; 1 m	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC	BNC
Applications	Utilisé comme indicateur pour titrages employant des chélates	

