

Électrodes d'ions spécifiques

Cuivre

HI 4008 • HI 4108

Paramètre	Cuivre	
	HI 4008	HI 4108
Type	Solide ; Simple	Solide ; Combinée
Gamme de mesure	0,1 M à 1×10^{-6} M 6354 à 0,06 mg/L	0,1 M à 1×10^{-6} M 6354 à 0,06 mg/L
Zone pH optimale	2 à 12,5 pH	2 à 12,5 pH
Gamme température	0 à 80 °C	0 à 80 °C
Pente approximative	26	26
Matériau du corps	Époxy	PEI
Câble	Coaxial ; 1 m	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC	BNC
Applications	Utilisé comme indicateur pour titrages employant des chélates	

