

Électrodes d'ions spécifiques

Fluorures

HI 4010 • HI 4110

Paramètre	Fluorures	
	HI 4010	HI 4110
Référence	HI 4010	HI 4110
Type	Solide ; Simple	Solide ; Combinée
Gamme de mesure	1 M à 1×10^{-6} M sat. à 0,02 mg/L	1 M à 1×10^{-6} M sat. à 0,02 mg/L
Zone pH optimale	5 à 8 pH	5 à 8 pH
Gamme température	0 à 80 °C	0 à 80 °C
Pente approximative	-56	-56
Matériau du corps	Époxy	PEI/Époxy
Câble	Coaxial ; 1 m	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC	BNC
Applications	Concentration d'ions fluorures libres dans l'eau potable, boissons non alcoolisées, vin, plantes, émulsions, acides d'électrodéposition	

