

Électrodes d'ions spécifiques

Calcium

HI 4004 • HI 4104

Paramètre	Calcium	
Référence	HI 4004	HI 4104
Type	Membrane polymère ; Simple	Membrane polymère ; Combinée
Gamme de mesure	1 M à 3×10^{-6} M 40080 à 0,12 mg/L	1 M à 3×10^{-6} M 40080 à 0,12 mg/L
Zone pH optimale	4 à 10 pH	4 à 10 pH
Gamme température	0 à 40 °C	0 à 40 °C
Pente approximative	+28	+28
Matériau du corps	PVC	PEI/PVC
Câble	Coaxial ; 1 m	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC	BNC
Applications	Concentration d'ions calcium libre dans les boissons, l'eau et l'eau de mer	

