

Électrodes d'ions spécifiques

Cyanures

HI 4009 • HI 4109

Paramètre	Cyanures	
Référence	HI 4009	HI 4109
Type	Solide ; Simple	Solide ; Combinée
Gamme de mesure	10^{-2} M à 1×10^{-6} M 260 à 0,02 mg/L	10^{-2} M à 1×10^{-6} M 260 à 0,02 mg/L
Zone pH optimale	>11 pH	>11 pH
Gamme température	0 à 80 °C	0 à 80 °C
Pente approximative	-57	-57
Matériau du corps	Époxy	PEI
Câble	Coaxial ; 1 m	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC	BNC
Applications	Concentration d'ions cyanures libres dans les bains galvaniques, eaux usées et dans les échantillons de plantes et sols	

