

Électrodes d'ions spécifiques

Iodures

HI 4011 • HI 4111

Paramètre	Iodures	
Référence	HI 4011	HI 4111
Type	Solide ; Simple	Solide ; Combinée
Gamme de mesure	1 M à 1×10^{-7} M 127000 à 0,01 mg/L	1 M à 1×10^{-7} M 127000 à 0,01 mg/L
Zone pH optimale	2 à 13 pH	2 à 13 pH
Gamme température	0 à 80 °C	0 à 80 °C
Pente approximative	-56	-56
Matériau du corps	Époxy	PEI
Câble	Coaxial ; 1 m	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC	BNC
Applications	Concentration d'ions iodures libres dans les émulsions (sel de table iodé), plantes et pour le titrage	

