

Électrodes d'ions spécifiques

Sulfates / Plomb

HI 4012 • HI 4112

Paramètre	Sulfates / plomb	
	HI 4012	HI 4112
Référence	HI 4012	HI 4112
Type	Solide ; Simple	Solide ; Combinée
Gamme de mesure	0,1 M à 1×10^{-6} M 20700 à 0,21 mg/L	0,1 M à 1×10^{-6} M 20700 à 0,21 mg/L
Zone pH optimale	4 à 7 pH	4 à 7 pH
Gamme température	0 à 80 °C	0 à 80 °C
Pente approximative	+25	+25
Matériau du corps	Époxy	PEI
Câble	Coaxial ; 1 m	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC	BNC
Applications	Concentration d'ions plomb dans les bains galvaniques et comme indicateur pour le titrage	

