

Électrodes d'ions spécifiques

Nitrates

HI 4013 • HI 4113

Paramètre	Nitrates	
Référence	HI 4013	HI 4113
Type	Membrane polymère ; Simple	Membrane polymère ; Combinée
Gamme de mesure	1,0 M à 1×10^{-5} M 6200 à 0,62 mg/L 1400 à 0,4 mg/L (N)	1,0 M à 1×10^{-5} M 6200 à 0,62 mg/L 1400 à 0,4 mg/L (N)
Zone pH optimale	3,0 à 8 pH	3,0 à 8 pH
Gamme température	0 à 40 °C	0 à 40 °C
Pente approximative	-56	-56
Matériau du corps	PVC	PEI/PVC
Câble	Coaxial ; 1 m	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC	BNC
Applications	Concentration d'ions nitrates libres dans les eaux naturelles (eau douce et mer), émulsions et teneur en nitrates des végétaux	

