

Électrodes d'ions spécifiques

Potassium

HI 4014 • HI 4114

Paramètre	Potassium	
Référence	HI 4014	HI 4114
Type	Membrane polymère ; Simple	Membrane polymère ; Combinée
Gamme de mesure	1 M à 1×10^{-6} M 39100 à 0,039 mg/L	1 M à 1×10^{-6} M 39100 à 0,039 mg/L
Zone pH optimale	1,5 à 12,0 pH	1,5 à 12,0 pH
Gamme température	0 à 40 °C	0 à 40 °C
Pente approximative	+56	+56
Matériau du corps	PVC	PEI/PVC
Câble	Coaxial ; 1 m	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC	BNC
Applications	Concentration des ions potassium dans le vin, l'eau, les sols et échantillons biologiques,	

