


Électrodes pH et rédox amplifiées Amphel®

Une réelle évolution en mesure de pH



Électrodes pH AmpHel® avec pile remplaçable

Électrodes pH pour usage général

Code	Corps	Jonction	Électrolyte	Type de verre	Température	Pression max	Connecteur	Câble
HI 6291005	PEI	Tissu	Gel	GP	-5 à 80 °C	3 bars	BNC	5 m

Électrodes pH pour haute température

Code	Corps	Jonction	Électrolyte	Type de verre	Température	Pression max	Connecteur	Câble
HI 8299505	Verre	PTFE	Polymère	HT	0 à 100 °C	3 bars	BNC	5 m

Électrodes rédox AmpHel® avec pile remplaçable

Code	Corps	Jonction	Électrolyte	Type	Température	Pression max	Connecteur	Câble
HI 6293005	PEI	Tissu	Gel	Platine	-5 à 80 °C	3 bars	BNC	5 m
HI 6493005	PEI	Tissu	Gel	Or	-5 à 80 °C	3 bars	BNC	5 m

Accessoires

HI 740031 Pile de rechange pour électrodes AmpHel