

Sonde de température à thermistance (CTN)

Sonde pour liquides, air

HI762L

Gamme	-50 à 150 °C
Type du capteur	Thermistance CTN
Précision	±0,2 °C
Matériau poignée	ABS
Matériau câble	PVC (température max 80 °C)
Sonde	Acier inoxydable AISI 316
Temps de réponse (90 % de la valeur finale)	6 secondes, dans un liquide



Câble 1 m	Câble 2 m	Câble 10 m	Couleur poignée
HI762L	HI762L/2	HI762L/10	Blanc
HI762BL	-	-	Noir

