

# Sonde de température à thermistance (CTN)

Sonde filaire pour mesures en profondeur et endroits difficiles d'accès

## HI762W

Gamme	-50 à 150 °C
Type du capteur	Thermistance CTN
Précision	±0,2 °C
Matériau poignée	ABS
Matériau câble	PVC (température max 80 °C)
Sonde	Acier inoxydable AISI 316
Temps de réponse (90 % de la valeur finale)	6 secondes, dans un liquide

Câble 1 m	Câble 10 m
HI762W	HI762W/10

