

Sonde de température à thermocouple type K

Sonde de pénétration robuste

HI 766TR

Sonde de pénétration avec embout à piquer, pour semi-solides, terreau, avec câble et poignée

Applications.....	Semi-solides, liquides, terreau
Température maxi (capteur).....	250 °C
Temps de réponse (90% de la valeur finale).....	10 secondes, dans un liquide
Dimensions de la sonde.....	HI 766TR1 : 0,5 m x Ø 10 mm HI 766TR2 : 1 m x Ø 10 mm HI 766TR3 : 1,5 m x Ø 10 mm HI 766TR4 : 2 m x Ø 10 mm
Sonde.....	Acier inoxydable
Câble.....	1 m, en PVC (température max. 80 °C)

