

Thermomètre compact Pt 100

Haute précision

HI 955501

Thermomètre compact offrant des mesures de haute exactitude à basses comme à hautes températures

Les points forts

- › Plage de mesure de -200 à 850 °C
- › Précision de $\pm 0,2$ °C de -120 à 200 °C
- › 3 sondes de températures au choix (pénétration, liquides et air/gaz) voir ci-dessous
- › Boîtier ergonomique compact
- › Très simple d'utilisation

Spécifications

HI 955501

| | |
|-----------------------------|---|
| Gamme | -199,9 à 199,9 °C ; 200 à 850 °C |
| Résolution | 0,1 °C (-199,9 à +199,9 °C) ; 1 °C (au-delà) |
| Précision | $\pm 0,2$ °C et ± 1 digit (-120,0 à 199,9 °C) ; ± 1 °C et ± 1 digit (-170 à 450 °C) ± 1 % pleine échelle et ± 1 digit (en dehors) (pendant 1 an, erreur de sonde exclue) |
| Sonde | Série HI 768 , Pt100, acier inoxydable (en option) |
| Alimentation / Durée de vie | 1 pile 9 V / Environ 150 heures d'utilisation continue |
| Dimensions / Poids | 143 x 80 x 38 mm / 320 g |

Présentation

HI 955501 est livré avec pile, sans sonde.

Sondes en option

- HI 768P** Sonde de pénétration à piquer / usage général, avec câble 1 m et poignée
- HI 768A** Sonde d'ambiance pour air / gaz, avec câble 1 m et poignée
- HI 768L** Sonde pour liquides/ air, avec câble 1 m et poignée

Accessoires

- HI 710007** Étui antichoc, bleu
- HI 710008** Étui antichoc, orange

