

# Électrode pH pour HI98190

Pour les produits laitiers (lait, fromages, yaourts) et aliments semi-solides

## FC2023

Référence	FC2023
Description	Électrode pH
Référence	Simple, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Ouverte
Électrolyte	Viscolène
Gamme	0 à 12 pH
Pression max.	0,1 bar
Embout	Conique (6 x 10 mm)
Capteur de température	Oui
Amplificateur	Oui
Matériau du corps	PVDF
Câble	5 brins ; 1 m
Connecteur	DIN Quick Connect
Usage recommandé	Produits laitiers (lait, fromages, yaourts) et les aliments semi-solides
Température d'utilisation recommandée	0 à 50 °C

